

HUMANTECAR® HCR 1002

Общая медицина



КРОВООБРАЩЕНИЕ

Ключ к решению нескольких проблем

Увеличение притока крови и питательных веществ к тканям и регулирование крово- и лимфообращения представляют собой эффективный способ ускорения заживления и противовоспалительных процессов. Эти эффекты позволяют лечить несколько состояний в различных областях медицины.

HCR 1002 – это последнее поколение оригинальной текар-терапии Humantecar®, которое основывает свою терапевтическую эффективность на точной регуляции трех реакций, индуцируемых в тканях.

Усиление микроциркуляции и метаболизма воздействует на:


- лимфедему 1 стадии;
- гематомы и задержку жидкости;
- воспаление мышц и суставов;
- процессы заживления.

Расширение сосудов приводит к следующим эффектам:

- улучшение мышечного тонуса и трофики тканей;
- повышение оксигенации тканей;
- лимфодренаж, уменьшение отеков, удаление провоспалительных метаболитов.

Повышение температуры влияет на такие процессы, как:

- лимфедема 2-3 стадии;
- хроническое воспаление;
- фиброз тканей и келоиды;
- мышечные контрактуры;
- уменьшение боли;
- липидный обмен.



HCR 1002

Области применения



ОСТРОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

HCR 1002 является важным помощником терапевта в быстром устранении воспаления. Он способен быстро стимулировать заживляющие и противовоспалительные механизмы, что, наряду с выведением катаболитов, эффективно при лечении острого и хронического воспаления.

ТЕРАПИЯ БОЛИ

Эффективность лечения с помощью HCR 1002 заключается в способности добраться до истинной причины боли, устраняя воспаление. Технология позволяет избавиться от острой интенсивной боли, а также устранить предупреждающие признаки более широкой клинической картины. В случае наличия травмы HCR 1002 помогает избежать ее ухудшения со временем.

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФЕДЕМЫ

Повышение температуры, которое можно достичь с помощью HCR 1002, приводит к разжижению плотной жидкости, типичной для лимфедемы. Увеличение проницаемости венозных и лимфатических капилляров и расширение сосудов облегчает выведение интерстициальной жидкости. Уменьшается жесткость тканевых компонентов, что является следствием повышения внутренней температуры ткани.

ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

При операции на воспаленной и опухшей области хирургу приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Обработывая пациента HCR 1002 перед операцией, цель состоит в том, чтобы максимально восстановить гомеостатический баланс области. Кроме того, послеоперационная реабилитация приносит огромную пользу за счет немедленного уменьшения воспаления и отека. Повышенная гибкость мышечных и суставных волокон позволяет выполнять мобилизационные упражнения более эффективно. Ускорение репаративных процессов еще больше сокращает сроки восстановления.

ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

HCR 1002 доказывает свою эффективность в качестве дополнительной терапии для восстановления острых и хронических дисфункций ВНЧС (бруксизм, запирание и т.д.), в дополнение к традиционному лечению и мануальной физиотерапии.

Быстрое снятие воспаления, немедленное уменьшение боли и устранение напряжения в суставах благодаря повышенной эластичности мышц, суставов, сухожилий и связок значительно облегчает выполнение активных и пассивных мобилизационных упражнений.

ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА

Дисфункции тазового дна затрагивают как мужчин, так и женщин, они вызывают не только физические проблемы, но и психологические.

Недержание мочи, хроническая тазовая боль, диспареуния, болезненная эрекция, застойные явления в области малого таза, простатит - все это инвалидизирующие состояния, связанные с гипер- и гипотонусом мышц и воспалением. HCR 1002, увеличивая трофику тканей, способен сбалансировать активность мышц и быстро устранить воспаление с помощью неинвазивного и безболезненного лечения.



HCR 1002

Технология

Humantecar® HCR 1002 - это электромагнитный стимулятор метаболизма и микроциркуляции, он воздействует на кровеносную и лимфатическую системы посредством радиочастотного сигнала, который передается при контакте с телом посредством двух типов электродов. Это активизирует метаболизм тканей, стимулируя кровообращение и лимфоток в более или менее широких областях тела.

HCR 1002 эндогенно стимулирует биологическую активность тканей и, следовательно, является фундаментальным средством при заболеваниях тазового дна, поскольку аппарат не только эффективно уменьшает боль и функциональные изменения мышц и сухожилий, но и борется с патологиями, включающими воспаление, выпот и отеки.

HCR 1002 – это оригинальная текар-терапия Humantecar® от компании Unibell, специализирующейся на здравоохранении и представленной на итальянском и международном рынке с 1979 года.

Сегодня, благодаря бренду Humantecar®, компания приобрела значительный научный авторитет на международном уровне и отличную репутацию в профессиональном спорте. Более трех десятилетий работы со спортсменами высокого уровня по всему миру создали выдающееся наследие, основанное на научных исследованиях, которое позволило Unibell проверить действие своей технологии и проанализировать все ее потенциальные области применения, выходящие за рамки ортопедической физиотерапии.



Humantecar® e TECAR THERAPY GAIN WITHOUT PAIN® sono marchi registrati Unibell International.



Unibell srl

Via Indipendenza, 27
23885 Calco (Lc) - Italy

Tel. +39 039 991131
Fax +39 039 9911333

humantecar.com
info@humantecar.com



Эксклюзивный
дистрибьютор в РФ
Тел.+7 (495) 989-23-38

www.formed.ru
formed@formed.ru

